



Société

EXCELSIOR



102, Faubourg Poissonnière
PARIS

TÉLÉPHONE
135-64

Adresse Télégraphique
"Sanitas-Paris"



Adresse Télégraphique : " SANITAS-PARIS "

Société "EXCELSIOR", 402, Faubourg Poissonnière. PARIS

Le Stérilogène

NOUVEL APPAREIL

de Préservation Sexuelle



L'unique permettant
d'éviter la Conception

et les Maladies



SÉCURITÉ ABSOLUE

Sécurité Sexuelle

PRÉSERVATION ABSOLUE

CONTRE

LA CONCEPTION

et les Maladies

PAR

Le " Stérilogène "

Nouvel Appareil de Préservation

Déposé conformément à la Loi (1)

AVANT-PROPOS

La préservation est une question qui de tout temps a préoccupé le monde scientifique, quelle que soit la conséquence à éviter, conception ou maladies.

Conception

Les raisons pour lesquelles la femme doit éviter la conception, sont de trois ordres ou plutôt sont motivées par des dangers de trois espèces.

1° Dangers menaçant la mère elle-même.

Ils sont dus : soit à la conformation anatomique, comme le rétrécissement ou la malformation du bassin

(1) Tout contrefacteur sera poursuivi conformément à la Loi

qui occasionne toujours un accouchement malheureux.

Soit à l'état de santé habituel, comme les affections du cœur, dont les conséquences ne sont pas moins fatales pour la grossesse.

Soit à l'état particulier passager, comme les affections inflammatoires des organes génital, métrites, salpingites, ovarites, etc.

2° Danger menaçant l'enfant.

La conception est évidemment à éviter quand le fruit qui doit en résulter peut naître avec une tare héréditaire incurable comme la syphilis, la tuberculose, la folie, l'épilepsie, le cancer, etc.

3° Dangers divers.

Il y a enfin des cas où, pour des raisons d'ordre moral ou social, la conception doit être empêchée à tout prix sous peine de provoquer les pires catastrophes.

Maladies

Il y a encore lieu dans certains cas de se préserver des conséquences contagieuses qui peuvent résulter du contact d'une personne malade. Les principales affections contre lesquelles on a à se prémunir sont : la *blennorrhagie*, la *syphilis*, la *tuberculose génitale* et certaines affections dont le siège se trouve sur les muqueuses.

Avant d'expliquer par quel mécanisme le *Stérilogène* est bien l'appareil de Préservation le plus absolu, le plus infailible, le plus commode et le moins coûteux, nous allons passer en revue les différentes méthodes de Préservation employées jusqu'à ce jour : De cet exposé aussi court que possible, la supériorité du *Stérilogène* ressortira d'une façon évidente, et l'on se convaincra qu'avec lui il n'y a pas de *déception à craindre*.

Des différents moyens de préservation



La conception résulte de la combinaison (du mariage intime, comme disent certains auteurs) de la cellule femelle, l'ovule, avec la cellule mâle, le spermatozoïde, dans la trompe de Fallope ou conduit extrêmement étroit de la matrice, d'où vient le spermatozoïde, à l'ovaire d'où s'échappe l'ovule au moment de la menstruation.

Il faut en effet savoir que tous les vingt-huit jours environ un ovule se détache des ovaires pour tomber vers la matrice d'où il est expulsé à travers le vagin et la vulve avec le sang résultant de la rupture de l'ovule.

Le spermatozoïde provient des testicules de l'homme, il est déposé à la suite de l'éjaculation résultant du coït, soit sur la vulve seulement, soit dans le vagin, soit plus généralement sur le col même de la matrice.

Etant animé de mouvement vibratil, aspiré d'autre part par les mouvements de l'utérus, attiré en plus par les cils qui bordent l'entrée de cet organe, le spermatozoïde progresse et pénètre dans la matrice où il peut vivre assez longtemps pour attendre l'ovule au moment propice, de telle sorte que la fécondation soit fatale pendant une quinzaine de jours par mois, rapportent certains auteurs.

Etant donné les connaissances acquises sur les phénomènes de la fécondation on utilisait pour s'en préserver deux principaux moyens :

- a) Les moyens mécaniques :
- b) Les moyens physico-chimiques :

A) Moyens de préservation mécaniques.

Ils consistent à s'opposer à la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde en interposant un obstacle entre les deux organes mâle ou femelle.

On les divise en 2 catégories.

1^{er} genre. — Appareils qui ne recouvrent *qu'une partie* d'un des organes, pessaire-chapeau, éponge pour la femme ; bout américain pour l'homme.

2^e genre. — Appareils recouvrant *complètement* l'un des deux organes comme le pessaire-vagin pour la femme ; le condom ou capote anglaise en caoutchouc ou en boudruche pour l'homme.

Il est facile de remarquer que seuls les appareils du 2^e genre peuvent préserver de la conception et des maladies, les premiers ne pouvant agir que contre la conception.

B) Moyens de préservation physico-chimiques.

Les progrès de la science ayant permis ensuite de soulever un nouveau coin du mystère de la fécondation, on eut alors recours aux injections avant et après le coït. Ces injections devaient être prises tièdes à la température du corps humain pour éviter les congestions graves occasionnées par le contact d'un liquide froid sur les organes génitaux en plein travail.

Ces injections étaient simples, c'est-à-dire composées, uniquement d'eau, ou obtenues en dissolvant un produit chimique antiseptique.

Cette méthode s'appuyait sur cette théorie que les spermatozoïdes examinés au microscope perdent immédiatement la propriété de se mouvoir au contact de l'eau ordinaire ou de l'eau additionnée d'un antiseptique.



CRITIQUE

de ces deux méthodes

de Préservation

1° Critique des moyens de Préservation mécaniques.

Les moyens mécaniques qui ne recouvrent qu'une partie de l'organe, éponges, pessaires-chapeaux, bouts américains, etc., ont déjà pour inconvénient de ne préserver que de la conception.

Et encore, cette action n'est-elle pas infailible! En effet, en retirant l'éponge ou le pessaire chapeau, il est bien rare que l'on ne laisse pas dans le vagin un peu de sperme et on sait qu'une portion infinitésimale, à peine visible au microscope peut contenir assez de spermatozoïdes pour féconder lorsque l'obstacle est enlevé.

Enfin, en plus, les éponges de mauvaise qualité ne se dilatent pas assez pour recouvrir l'organe. D'autre part,

les yeux nombreux qu'elles contiennent laissent facilement passer les spermatozoïdes, et elles conservent des résidus de graviers qui irritent la muqueuse si sensible, quand elles n'ont pas été battues avec soin avant d'être livrées dans le commerce.

Les moyens mécaniques consistant à recouvrir entièrement un organe n'ont pas tous les inconvénients cités plus haut, mais ils peuvent se déchirer, et exigent en plus une mise en scène souvent désagréable, capable de froisser la susceptibilité des personnes qui sont l'objet de ces précautions. Enfin, à moins d'être d'un prix très élevé c'est-à-dire de qualité irréprochable, ils atténuent et modifient considérablement les *sensations que l'on recherche légitimement*.

Un autre inconvénient très grave qu'il est important de signaler, est beaucoup plus gros de conséquence. Nous avons examiné au microscope un nombre incalculable de ces préservatifs, capotes anglaises ou bouts américains, principalement ceux en caoutchouc. A notre grande stupéfaction, nous avons remarqué que presque *tous ceux à bon marché*, ceux qui s'étiraient mal où se déchiraient facilement, contenaient certains lacunes provenant de la fabrication par où 2 ou 3 spermatozoïdes auraient pu passer à la fois. Nous fûmes amenés à cette découverte, à la suite d'une théorie émise avec grand fracas, par un savant allemand qui prétendait que les spermatozoïdes avaient la remarquable propriété de traverser certains pârois. Nous pûmes alors facilement convaincre le distingué professeur allemand que les fécondations survenues même après l'emploi des préservatifs étaient occasionnées par un défaut de fabrication difficile à voir à l'œil nu.

En résumé, les préservatifs efficaces à la fois con-

la conception et les maladies, quand ils sont de bonne qualité, ont l'inconvénient d'atténuer plus ou moins les sensations selon leur degré de perfectionnement.

2° Critique des moyens de Préservation physico-chimiques.

Les moyens physico-chimiques : les injections, sont inefficaces et peu pratiques.

a) Elles sont inefficaces :

En effet, si dans les expériences *in-vitro*, c'est-à-dire sur la plaque du microscope on a bien vu les spermatozoïdes perdre leur propriété de mouvement au contact de l'eau et des liquides antiseptiques, il faut tenir compte que ces expériences ont été faites sur des *spermatozoïdes débarrassés du sperme et des sécrétions vaginales*.

Or, on sait que le sperme et les sécrétions vaginales, font au spermatozoïde une cuirasse de protection, qui le préserve, des attaques nuisibles, comme une légère couche d'huile garantit une serrure contre la rouille.

Cette couche protectrice ne se dissout pas dans l'eau, elle se coagule au contraire à son contact comme pour rassembler les moyens de défense du spermatozoïde et ce n'est qu'au bout d'un certain temps très long que cette enveloppe se désagrègeant petit à petit, le spermatozoïde peut être atteint.

En plus, il n'a pas été prouvé, d'après les expériences, que cette privation de mouvement était définitive. Il y a lieu de croire qu'il n'y a là qu'un engourdissement passager auquel succède une nouvelle virulence.

On a prétendu que le sperme était toujours assez mouillé pour être désagrégé et mettre ainsi le spermatozoïde à la portée de l'action des liquides, mais il résulte que lorsque les parois du vagin sont mouillées, la matrice en se distendant, aspire rapidement, liquide, sperme et spermatozoïde, or, une fois introduit dans la matrice, le spermatozoïde au contact des sécrétions utérines subit *un nettoyage complet* qui le débarrasse de toutes les substances qui peuvent lui être nuisibles.

b) Elles sont peu pratiques :

En effet, pour avoir seulement un semblant d'efficacité, sans inconvénient pour la santé, elles doivent être tièdes, abondantes, antiseptiques. En plus, il faut les prendre dans la position couchée, immédiatement *avant et après* les rapprochements.

Faire dissoudre un antiseptique, chauffer le liquide, se mettre dans une certaine position, sont autant d'opérations qui exigent un dérangement considérable, au moment où l'on a *surtout besoin de repos et de tranquillité* ; sans compter la difficulté d'installer un appareil injecteur gênant et encombrant dans une chambre à coucher, peu disposée pour cela.

Enfin, inconvénient considérable, la double nécessité de l'abondance et de l'antisepsie des injections exposent continuellement aux dangers d'absorption qui déterminent un véritable empoisonnement dont les premiers symptômes, comme les *éruptions eczémateuses des parties génitales et de la figure ; les démangeaisons pénibles ; la chute des cheveux ; le noircissement et le déchaussement des dents ; les troubles visuels ; la décoloration des gencives ; les larmoiements des yeux ; les maux de reins et d'estomac, ainsi que le relâchement des tissus* ne tar-

dent pas à se montrer, aujourd'hui surtout que les principaux antiseptiques liquides livrés dans le commerce contiennent toujours, sous une forme déguisée, du mercure ou ses composés. *D'une façon générale nous recommandons aux femmes de toujours se méfier des antiseptiques sous la forme liquide qui favorise toujours la dissimulation des antiseptiques nuisibles et dangereux.*

En résumé, au sujet des injections **elles sont inefficaces contre la conception simple**. Elles sont d'un grand secours pour la toilette intime journalière en débarrassant les cavités génitales des sécrétions nuisibles à la santé, à l'hygiène et à la propreté. Contre les maladies contagieuses, elles peuvent être utiles additionnées d'un antiseptique mais à cause des dangers d'absorption on doit n'y avoir recours que de temps en temps.

Il résulte de tout ce que nous venons de dire que jusqu'ici aucun moyen de préservation n'était parfait, soit que la sécurité fut illusoire, soit que les sensations fussent modifiées, soit que le mode d'emploi fut dangereux ou pénible.

Il faut arriver jusqu'à ces derniers temps pour trouver un moyen de **préservation pratique, économique, infaillible** autant contre *les maladies* que contre la conception, infaillibilité établie et appuyée sur les données scientifiques les mieux prouvées.

Pour arriver à trouver cette méthode précieuse, on a dû utiliser tous les progrès. L'industrie, la médecine et la chimie ont été successivement mises à contribution.

Il était d'abord nécessaire de connaître à fond l'anatomie si curieuse des organes génitaux de la femme pour arriver à fabriquer, à bon marché, des appareils dont la forme répond à celle des organes, cette disposition permettant *leur introduction sans produire la*

moindre blessure, quelle que soit l'inexpérience de la femme s'en servant.

On a dû procéder ensuite à l'analyse de toutes les sécrétions vaginales et utérines, si différentes dans leur composition et leur réaction, il a fallu étudier séparément les matériaux composant le sperme et tous les éléments qui, en entourant le spermatozoïde, le rendaient invulnérable.

Après avoir pénétré tous les mystères si obscurs de la fécondation, après avoir établi le principe de la méthode, il a fallu essayer les nombreux corps pouvant répondre au but proposé: « la désagrégation du sperme » pour atteindre rapidement le spermatozoïde; choisir parmi eux ceux qui n'étaient pas toxiques pour la femme, ceux que les sécrétions vaginales ou utérines ne pouvaient décomposer; modifier le peu de substances qui restaient utilisables de façon à rendre leur emploi pratique et assez bon marché pour être à la portée de tout le monde, car ce sont surtout *les gens peu fortunés* qui ont le plus à redouter les conséquences d'une grossesse dangereuse.

Aujourd'hui seulement on est arrivé au résultat cherché par l'action combinée du

Stérilogène

et de la Poudre Microbicide anticonceptionnelle
la Stérilgine



PRÉSERVATION INFAILLIBLE

PAR

Le Stérilogène

et la Poudre Microbicide Anticonceptionnelle

LA STÉRILGINE

Reconnus et approuvés par le Corps Médical

On a donc d'abord trouvé une poudre composée, en majeure partie, de produits organiques et appelée *Stérilgine*. Cette poudre est d'abord antiseptique et sans aucun danger pour l'organisme: à son contact et sous son influence, le microbe est immédiatement détruit et hors d'état de s'implanter pour exercer ses ravages.

Enfin, et surtout, elle est

ANTICONCEPTIONNELLE

d'après le mécanisme suivant. Elle est composée de deux groupes de produits, ceux faisant partie du premier groupe en se combinant avec le sperme et les sécrétions vaginales ou utérines donnent naissance à un produit qui se désagrège immédiatement, tandis que les produits faisant partie du second groupe agissent immédiatement sur le spermatozoïde pour le détruire

d'une façon définitive, et cela en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire.

L'action de cette poudre dure de dix à douze heures. C'est-à-dire qu'en l'appliquant le soir, la femme qui s'en est munie se trouve à l'abri de la conception jusqu'au lendemain matin sans qu'il y ait besoin de recourir à aucune autre précaution avant la toilette intime matinale journalière du lendemain.

Lorsque les parois vaginales en sont tapissées, la *Sterilgine* se dissout d'abord un peu dans les mucosités ou sécrétions dont le vagin est le siège. Au moment du rapprochement, les sécrétions augmentent sous l'influence de l'excitation, la quantité de poudre dissoute devient plus grande pour atteindre son maximum d'effet au moment de l'éjaculation du sperme, sur lequel elle agit immédiatement pour le priver de ses propriétés fécondantes.

Ainsi donc, pas de danger d'absorption et action merveilleuse, puisque la quantité nécessaire entre toujours en action progressivement et au fur et à mesure des besoins et il n'y entre que cette quantité.

Mais pour que cette poudre soit active et pour qu'elle agisse dans la plénitude de ses effets, il est de toute nécessité qu'elle recouvre en couche mince et uniforme toute la paroi vaginale, aussi bien la partie antérieure que la partie postérieure, il faut aussi et surtout que le point capital, l'entrée du col de la matrice où tombe le plus généralement le sperme à la suite de l'éjaculation, où en tout cas les spermatozoïdes se dirigent toujours pour aller au-devant de l'ovule, soit mis en état de défense.

C'est ici que les connaissances approfondies de l'ana-

tomie de la femme ont permis de fabriquer à bon marché, un appareil répondant bien au but cherché.

On a construit un appareil insufflateur en ébonite, facile à introduire et répandant uniformément, en quantité infime et en couche mince, la poudre partout où il est nécessaire, permettant d'atteindre sans spéculum, sans aucun autre secours, le point important à protéger, le **col de la matrice** et cela sans aucun danger de se blesser, quelle que soit l'inexpérience du sujet.

D'après ce que nous venons de dire, et qui n'est d'ailleurs que le résumé d'un volumineux rapport présenté à toutes les sociétés savantes, l'emploi simultané du **Sterilogène** et de la **Sterilgine** constitue bien le moyen de *préservation le plus parfait*, réunissant les quatre conditions indispensables : **Infailibilité, Commodité, Innocuité, Discretion.**

Avec le **Sterilogène** et la **Sterilgine**, plus *d'injections préservatrices* à prendre chaudes et dans la position couchée, à un moment où l'on est peu disposé à se déranger.

Plus de mise en scène encombrante et révélatrice pour les domestiques et l'entourage.

Avec une seule insufflation faite dans l'intimité du cabinet de toilette, *sans que personne ne s'en aperçoive ou se trouvera, à l'abri jusqu'au lendemain matin, quelque soit le moment où l'on procède au rapprochement sexuel.* Pas d'ennui, aucune autre précaution à prendre et faire seulement le lendemain matin une injection quotidienne ordinaire pour débarrasser complètement la cavité vaginale des mucosités et sécrétions nocturnes.

C'est enfin le véritable appareil de voyage ne tenant pas plus de place qu'une canule à injection ordinaire, pouvant d'ailleurs servir à l'insufflation de toutes les poudres prescrites pour la guérison des affections dont les organes génitaux sont si souvent le siège.

Description de l'appareil de Préservation **LE "STÉRILOGÈNE"**

Le "Stérilogène" est envoyé dans un élégant coffret avec une boîte de "Stérilgine".

Le "Stérilogène" est un appareil mixte servant à la fois à faire des *insufflations préventives et curatives* et à prendre les *injections ordinaires* pour la toilette journalière de la femme. Il évite donc encore la dépense de tout autre appareil injecteur.

Le Stérilogène se compose de trois parties distinctes

Première partie. — La première constitue un long canal dont la courbure est identique à celle du vagin et long d'une quinzaine de centimètres, cylindrique à sa moitié inférieure et légèrement évasé en tromblon à sa moitié supérieure. A l'extrémité que l'on introduit dans le vagin se trouvent 2 olives concentriques.

La plus petite olive qui fait suite au canal central est munie de nombreux trous par où s'écoule la poudre de l'insufflation ou le liquide de l'injection. Le trou terminal est dans l'axe du canal, les trous latéraux sont disposés longitudinalement par séries alternatives de 4 et 5 le long des côtes de l'olive, qui se visse sur le canal par un pas de vis intérieur.

La grosse olive entoure évidemment la petite sur le pied de laquelle elle se visse. Elle est à claire-voies disposées de telle façon que les espaces libres corres-

pendent aux séries des trous de la petite olive. Les côtes de la grosse olive se réunissent en haut en laissant un espace circulaire libre correspondant au trou central de la petite olive.

La grosse olive, l'extérieure, sert à écarter les parois vaginales qui sont généralement appliquées l'une sur l'autre, les empêchant ainsi de venir *obstruer les trous de la petite olive*, en même temps qu'elle éloigne les mucosités et sécrétions vaginales quelquefois assez abondantes pour boucher les orifices par où s'échappe la poudre.

Cette disposition ingénieuse permet de déposer la poudre dans tous les endroits nécessaires en fouillant les nombreux replis du vagin pour ne ménager aucune place.

L'autre extrémité du canal courbe est terminée par une culasse en forme de sifflet que l'on remplit de poudre.

Deuxième partie. — La deuxième partie est constituée par une balle en caoutchouc, servant de force motrice pour la distribution de la poudre, cette balle de caoutchouc est vissée à un cylindre en ébonite de 3 à 4 centimètres de long dans lequel s'engage à frottement la culasse du canal.

Troisième partie. — La troisième partie qui sert surtout lorsque l'appareil est employé comme injecteur, se compose d'un embout en tronc de cône presque aussi large à sa partie supérieure qu'à sa partie inférieure, ce cylindre s'emboîte à frottement sur la culasse du canal lorsque cette culasse est vide. Soudé avec cet embout et faisant corps avec lui se trouve un robinet qui sert à intercepter le courant du liquide injecteur qui arrive par le caoutchouc que l'on adapte à la partie étranglée qui fait suite au robinet.



Mode d'emploi DU " STÉRILOGÈNE "

1° Le " STÉRILOGÈNE " comme *préservatif*

Après avoir retiré la balle en caoutchouc, on remplit de **poudre stérilgine** la culasse du canal. C'est-à-dire qu'on introduit environ une demie cuillerée à café de **stérilgine**. La cuillerée à café est entendue pleine de poudre, mais au ras du bord sans les dépasser.

Ceci fait on adapte la balle en caoutchouc et l'on introduit l'appareil dans le vagin comme une canule à injection, en pressant sur la balle en caoutchouc jusqu'à ce que la poudre soit complètement évacuée, c'est-à-dire 3 ou 4 pressions.

L'Insufflation doit être faite autant que possible avant les rapprochements. Cependant dans le cas où elle n'a pu être faite avant ce moment il pourra y être procédé après, mais le plus tôt possible.

2° Le " STÉRILOGÈNE " comme *injecteur*.

Il faut retirer la balle en caoutchouc, vider la culasse, introduire l'embout du robinet et en ouvrant ce dernier faire couler le liquide qui sert à l'injection.

Nettoyage du " Stérilogène "

Toutes les pièces se séparant où se dévissant, rien n'est plus facile que le nettoyage de l'instrument auquel on doit procéder de temps en temps.

Après avoir dévissé la petite et la grande olive, on plonge le tout sauf la balle en caoutchouc, dans l'eau de savon et l'on frotte à la brosse. Enfin le conduit inférieur est nettoyé avec un petit goupillon analogue à ceux qui servent aux nettoyages des tubes à biberon ou des tuyaux de pipe.

Société "EXCELSIOR", 102, Faubourg Poissonnière, PARIS

Le "Stérilogène"

Propriété exclusive de la "SOCIÉTÉ EXCELSIOR"
Concessionnaire pour la France

102 et 104, Faubourg Poissonnière — PARIS

PRIX

Le "Stérilogène"

L'unique appareil infailible contre la conception et les maladies qui comprend :

1° La Canule mixte à double olive concentrique pour injection et insufflation préservatives.

2° Le robinet de raccord, permettant de transformer instantanément l'insufflateur en injecteur.

3° La poire pour faire les insufflations préservatives.

est envoyé franco par la poste dans un élégant coffret accompagné d'une

Boîte de poudre microbicide anticonceptionnelle

"STÉRILGINE"

Contre mandat, bon ou chèque de 18 francs adressé à

M. le Directeur de la "SOCIÉTÉ EXCELSIOR"

102-104, Faubourg Poissonnière, Paris

TÉLÉPHONE : 135-64

Les envois peuvent être faits en colis postal par chemins de fer ou sur demandes spéciales contre remboursement soit par la poste, soit par le chemin de fer.

Adresse Télégraphique : SANITAS-PARIS

Société "EXCELSIOR", 102, Faubourg Poissonnière. PARIS

OPINIONS DU CORPS MÉDICAL

sur le " Stérilogène "

Monsieur le Directeur de la Société Excelsior,
102, faubourg Poissonnière, Paris.

Veillez envoyer à Madame L..., dont l'adresse est ci-jointe, votre appareil le " **Stérilogène** " Madame L..., doit à tout prix éviter la grossesse. Les résultats que j'ai déjà obtenus dans ma clientèle avec votre **Stérilogène**, me prouve de plus en plus qu'il est absolument infallible et que nul autre ne lui est supérieur comme commodité.

Veillez agréer etc.,
DOCTEUR Ch.

Paris, le 1^{er} oct. 1905.

Monsieur le Directeur.

Je vous remercie du **Stérilogène** que vous m'avez envoyé sur la demande que je vous en avait faite. Je suis heureux de constater qu'il m'a donné toute satisfaction. En ville, à la clinique ou à l'hôpital, j'ai obtenu d'excellents résultats, dans tous les cas où je l'ai employé, soit qu'il se fut agi de faire éviter à mes clientes la grossesse ou la contagion, soit qu'il se fut agi de traiter certaines maladies des organes génitaux urinaires par l'insufflation dont je suis un fervent partisan étant donné les succès complets que j'ai obtenus par cette méthode.

Docteur JEAN B...
Bordeaux, le 25 nov. 1905.

Monsieur,

Je suis heureux de vous informer que j'ai obtenu pleine satisfaction, en combinant le **Stérilogène** et l'insufflation avec le traitement interne dans un cas d'**aménorrhée** (1) qui avait jusqu'ici résisté à tous les moyens employés, et qu'il était urgent de faire cesser. Veillez donc m'en adresser deux autres pour en avoir toujours à ma disposition.

Docteur JOHN. W...
New-York, le 4 décembre 1905.

(1) On désigne sous le nom d'aménorrhée, le retard, la suspension ou la suppression des **Règles**.

Société "EXCELSIOR", 102, Faubourg Poissonnière. PARIS

Téléphone
135-64

Adresse télégraphique :
SANITAS-PARIS

Renseignements Généraux

Modes de Paiement et Expéditions EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER

Modes de paiement. — Chaque commande doit être accompagnée du montant exact de l'ordre.

Les expéditions contre remboursement ne sont faites qu'après réception des frais occasionnés par ce mode d'envoi, soit 1 fr. 25 par chemin de fer et 0 fr. 75 par la poste, lorsque le paquet n'exécède pas 500 grammes.

La Société « *Excelsior* » accepte en paiement les mandats, les bons de poste, les billets de banque, les chèques et toutes valeurs négociables à Paris.

Toutes ces valeurs doivent être adressées à M. le directeur de la Société « *Excelsior* », 102, faubourg Poissonnière, Paris. Téléphone 135-64. Adresse télégraphique : SANITAS-PARIS.

Nous conseillons à nos clientes le paiement en *Bons de poste*, qui est le plus pratique et le plus discret, étant donné que l'on peut se dispenser de faire connaître son nom, son adresse et le nom du destinataire. On trouve dans tous les bureaux des *Bons* depuis 1 franc jusqu'à 20 francs.

Pour effectuer les paiements de l'Étranger, nos clientes sont priées de nous adresser le montant de leurs ordres en *chèque billet de banque* ou *mandat-poste international*.

A toute demande de renseignements, joindre un timbre pour la réponse.

Société " EXCELSIOR ". 102, Faubourg Poissonnière. PARIS

Livraisons à domicile dans tout Paris

Un service spécial assure la livraison très rapide dans tous les quartiers de Paris. Les commandes peuvent être adressées par poste, télégramme, (adresse télégraphique : Sanitas-Paris) ou téléphone (135-64).

Expéditions par poste en Province et à l'Etranger

Toutes nos expéditions sont faites par retour du courrier, *franco* de port et d'emballage pour la France et l'Etranger.

Comme nous l'avons dit plus haut, nous ne pouvons envoyer contre remboursement par la poste qu'après réception d'une somme fixe de 0 fr. 75 quel que soit le montant de l'achat.

Tout envoi d'une valeur de 5 francs, au moins, est adressé *reel* commandé : pour un ordre d'une valeur inférieure, prière d'ajouter 0 fr. 10 pour la France et 0 fr. 25 pour l'Etranger en sus du montant de l'envoi pour frais de recommandation.

La Société « *Excelsior* » apporte le plus grand soin à l'emballage de ses expéditions. Aucune marque extérieure ne peut laisser soupçonner l'origine et la nature des colis.

Les envois en poste restante ne peuvent être recommandés qu'à la condition de ne pas être faits à de simples initiales.

Nous ne répondons que des envois recommandés.

Toutes les expéditions faites à des initiales en poste restante voyagent aux risques et périls du destinataire, puisque l'administration se refuse à les recommander.

Expéditions par colis postaux

Toutes les commandes du poids de 3 à 10 kilos, emballage compris, sont expédiées par colis postaux. Les colis postaux ne peuvent s'envoyer qu'en port payé.

Prix des colis postaux

Pour faire la facture d'un colis postal de 3 kilos (poids de l'emballage seul, 650 grammes, il faut :

- | | |
|---|------|
| 1° Compter la caisse, soit. | » 50 |
| 2° L'expédition à domicile, 0,85 ; en gare. | » 2 |
| 3° Le prix des marchandises, | » 60 |

Société " EXCELSIOR ", 102, Faubourg Poissonnière. PARIS

Expéditions contre remboursement

Nous expédions les colis postaux contre remboursement après réception des frais occasionnés par ce mode d'envoi, soit 1 fr. 25 par colis.

Expéditions en grande vitesse

Nous expédions en port dû et en grande vitesse les colis dont le poids ne dépasse pas 20 kilos et à une distance de moins de 350 kilomètres. En effet, pour cette distance et pour ce poids de moins de 20 kilos, le prix est le même en grande et en petite vitesse.

Il est indispensable d'ajouter au prix des produits les frais de caisse et d'emballage (1 fr. 25 pour 10 kilos; 1 fr. 60 pour 20 kilos; 2 fr. 25 pour 30 à 50 kilos),

Expéditions en petite vitesse

Les commandes dont le poids est supérieur à 20 kilos, et pour une distance supérieure à 350 kilomètres, sont, sauf avis contraire du client, toujours expédiées en petite vitesse.

Recommandations importantes pour les Envois en Province

Les Compagnies étant responsables des colis, avoir soin de constater, devant l'employé, que la caisse est en parfait état. Refuser tout colis présentant des traces d'avaries.

Ecrire très lisiblement le nom et l'adresse complète du destinataire avec indication du département.

DISCRÉTION ABSOLUE



Téléphone :
135-64

Adresse Télégr.
Sanitas-Paris

IMPRIMERIE
de la
" SOCIÉTÉ EXCELSIOR "
104, Faubourg Poissonnière, PARIS

